



# IS TRUZIONI




ECG delle 24h



VIOLLIER



# Applicazione dell'apparecchio



## Montaggio dell'apparecchio

- Sgrassare la pelle con alcol 70% e radere i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione.

- Collegare i cavi secondo i rispettivi colori come da illustrazione:

● giallo


○ bianco

● nero

● rosso



● verde

- Far passare il cavo intorno alla nuca e condurlo verso il basso lungo il lato destro del corpo → **non fissare il cavo e il manicotto con adesivi 1.**
- Indossare l'**apparecchio 2** nella custodia igienica con la cinghia intorno all'addome.



## Avviare l'apparecchio

- Spostare sulla posizione I l'**interruttore nero 3** → **non spegnere più l'apparecchio.**
- Avviare la registrazione: **premere per 10 secondi il tasto giallo 4** fino a che l'avvio venga confermato da 3 bip.
- Dopo 24 ore spegnere (posizione 0) **5**, smontare e rispedire l'apparecchio.





## Accessori

- Apparecchio con cavo, carta chip e batterie inserite
- Custodia igienica con cinghia regolabile
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Legaccio per la rispedizione


## Rispedizione

A registrazione terminata voglia rispeditare l'apparecchio **con cavi inseriti**, cinghia, custodia igienica, formulario di richiesta e diario del paziente.

- tramite Servizio clientela
- per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Estrarre l'etichetta dal campo visivo e girarla  
→ **compare l'indirizzo Viollier AG**
- Reinserrire l'etichetta nel campo visivo
- Chiudere la valigetta con l'allegato legaccio
- Affrancatura a carico di Viollier



**Herz-Lungen-Praxis Spalenring** | Spalenring 147 | 4055 Basel

T +41 61 486 11 11 | viollier.ch | Lunedì – Venerdì 07:30 – 18:00 h