

LEVIGARO

222 / 03.15

L'actualité médicale vue par votre laboratoire

Dr méd. Edouard H. Viollier, FMH Médecine interne

Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Suivi des paraprotéines


Quantification au plus haut niveau avec Hevylite®

Prémisse

Une paraprotéinémie survient lors :

- d'une gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
- d'un lymphome non-hodgkinien de type B
- d'un myélome multiple
- d'une amyloïdose

Le suivi au moyen de la détermination des paraprotéines est essentiel pour le traitement des patients. Dans le même temps, la quantification du pic monoclonal et les concentrations totales des IgG, des IgA et des IgM sont souvent trop peu pertinentes.



**Hevylite®
plus spécifique
et plus fiable**

La détermination des paraprotéines avec Hevylite® est effectuée par la détermination spécifique et fiable des immunoglobulines entières kappa resp. lambda d'origine clonale : IgGκ/IgGλ – IgAκ/IgAλ – IgMκ/IgMλ.

Paraprotéines : Investigation

	Sérum	Urine	Sang EDTA
Tests de dépistage	Electrophorèse des protéines Immunofixation Chaînes légères libres κ+λ	—	—
Examens complémentaires ¹⁾	Hevylite®	Protéine de Bence-Jones	Immunophénotypage des lymphocytes

¹⁾ en présence d'une paraprotéinémie non IgA, recherche complémentaire d'un lymphome

Suivi

Paraprotéines	Analyses dans le sérum
IgGκ, IgGλ	Hevylite® IgGκ + IgGλ + chaînes légères libres κ+λ
IgAκ, IgAλ	Hevylite® IgAκ + IgAλ + chaînes légères libres κ+λ
IgMκ, IgMλ	Hevylite® IgMκ + IgMλ + chaînes légères libres κ+ λ + électrophorèse des protéines

Matériel

Tube sérum gel, jaune or (1)

Prix

CHF 96.–

Information Littérature sur demande

Dr méd. Maurice Redondo, FMH Hématologie, FAMH Médecine de laboratoire, responsable Corelab

Dr méd. Sabine Nann-Rütti, FMH Médecine interne, Hématologie, FAMH Médecine de laboratoire, responsable adjointe Corelab

PD Dr méd. Boris E. Schleiffenbaum, FMH Hématologie, FAMH Médecine de laboratoire, médecin consultant en hématologie

Rédaction Dr méd. Dieter Burki, FAMH Médecine de laboratoire, responsable du département Production Ouest
contact@viollier.ch | www.viollier.ch