

Gynäkologische Zytologie Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™


Einleitung

Ab 16.04.2012 werden Zervixabstriche mit der Dünnschichtmethode ThinPrep der Firma Hologic beurteilt. Sie ist in Europa und den USA (FDA-Zulassung) die am weitesten verbreitete Dünnschichtmethode und löst die bisherige SurePath-Methode ab.

Signifikant
effektiver



ThinPrep® Pap Test™



HPV-infizierte Zelle

Vorteile

Verbesserte Früherkennung des Zervixkarzinoms

- Mit **59.7% Erkennungsrate** **signifikant effektiver** in der Detektion von hochgradigen Läsionen im Vergleich zum konventionellen Abstrich (FDA-Prädikat).
- **erhöhte Sicherheit** durch standardisierte Qualität **zum gleichen Preis**

Verbesserte molekulardiagnostische Diagnostik durch optimales Konservierungsmedium

- HPV, *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, Herpes simplex

Methode

Vollautomatische Probenpräparation: eindeutige Probenidentifikation, bewährte Filtrationsmethode (beseitigt Schleim und Blut) und standardisierte Färbung zur signifikant verbesserten Beurteilbarkeit.

Moderne computerassistierte Auswertung mit abschliessender Beurteilung durch qualifizierte Zytotechnikerinnen und Pathologen.

Material

Versandgefäss ThinPrep® Pap Test™, Artikel-Nr. 10418

Präanalytik

- neue Abstrichinstrumente → Katalog Medizinprodukte: Seite 11
 - neue Versandgefässe → Katalog Medizinprodukte: Seite 11
- Piktogramme 'Abstrich / Gynäkologische Zytologie': ThinPrep → Beilage

Information

Dr. med. Ines Raineri, FMH Pathologie, Zytopathologie, Leiterin Zytologie
Dr. med. Herbert Köppl, FMH Pathologie, FIAC Zytologie, Stv. Leiter Pathologie
Dr. med. Jonathan Weintraub, Board Certification – Anatomic and Clinical Pathology
Karin Wyler, Zytotechnikerin CT (IAC-GYN)

Literatur auf Anfrage