

## Tension artérielle (TA) de 24 heures 100 mesures pour le diagnostic et le contrôle thérapeutique

### Avantage

100 mesures de la TA dans les conditions de la vie quotidienne

### Indications

- Dépistage et diagnostic de l'hypertension, notamment dans les cas d'hypertension labile et légère
- Diagnostic d'une éventuelle symptomatologie liée à l'hypertension
- Exclusion d'une hypertension due au stress (White-collar-Hypertonie)
- Instauration d'un traitement
- Contrôle thérapeutique

### Interprétation

- Profil tensionnel de 24 heures
- Présentation graphique des principales données

### Appareil enregistreur


L'appareil enregistreur, très pratique, se fixe aisément à une ceinture pendant l'enregistrement. Notre service extérieur spécialement formé donnera gratuitement toutes les instructions nécessaires à votre personnel.

### Possibilité de programmation

Vous pouvez sélectionner librement les intervalles d'enregistrement. L'appareil portable établit simultanément les intervalles de mesure ainsi que les valeurs de la TA et de la fréquence cardiaque.

### Méthode

Les mesures s'effectuent automatiquement. Le brassard est gonflé par une pompe incorporée dans l'appareil. Le patient peut effectuer les mesures lui-même et à tout moment.



### Information

Madame K. Ruesch, responsable du service Cardiologie  
Dr méd. B. E. Lütold, spécialiste FMH médecine interne, spéc. pour les maladies cardiovasculaires