

## 24-Stunden-EKG Objektive Beurteilung von 100 000 Herzzyklen

### Vorteile

- Anstelle von 30–40 Herzzyklen werden 100 000 Herzzyklen beurteilt
- Die Treffsicherheit erhöht sich um das 3000-fache
- Volle Bewegungsfreiheit für den Patienten während der Aufnahme

### Indikationen

Symptomatische Patienten:

- Unklares Herzklopfen, Herzstolpern, Herzrasen

Asymptomatische Patienten:


- Rezidivierender Schwindel, Kollapszustände, Synkopen unklarer Genese
- Suche und Abklärung lebensbedrohlicher Rhythmusstörungen, besonders bezüglich akutem Herztod
- Herzschrittmacherimplantation
- Therapiekontrolle einer antiarrhythmischen Therapie oder Herzschrittmacherkontrolle
- Abklärung unklarer Angina pectoris oder Prinzmetal-Angina

### Interpretation

- 24-Stunden-Ausdruck
- Selektiver Ausschrieb der pathologischen Stellen
- Kardiologische Beurteilung auf deutsch, französisch oder englisch

### Aufnahmegerät

Das Aufnahmegerät hat Taschenbuchformat und wird während der Registrierung bequem an einem Gürtel getragen. Ihr Praxispersonal wird von unserem geschulten Aussendienst sorgfältig und kostenlos instruiert.



Tachykardes Vorhofflimmern

### Information

Frau K. Ruesch, Abteilungsleiterin Kardiologie

Dr. med. B. E. Lütold, Spezialarzt FMH für Innere Medizin, spez. Herz- und Kreislauf-  
erkrankungen