

Electrocardiogramme (ECG) de 24 heures Evaluation objective de 100 000 cycles cardiaques

Avantages

- Permet d'évaluer 100 000 cycles cardiaques au lieu de 30 à 40
- La précision augmente d'un facteur 3000
- Le patient conserve toute sa liberté de mouvement pendant l'enregistrement

Indications

Patients avec symptômes:

- Palpitations, troubles du rythme cardiaque d'origine incertaine

Patients asymptomatiques:


- Vertiges récidivants, tendance au collapsus, syncopes d'origine douteuse
- Recherche et diagnostic des troubles graves du rythme, notamment en relation avec l'arrêt cardiaque aigu
- Implantation d'un pacemaker
- Contrôle thérapeutique en cas de traitement antiarythmique ou contrôle du pacemaker
- diagnostic d'une angine de poitrine douteuse ou d'un angor de Prinzmetal

Interprétation

- Tracé de 24 heures
- Relevé sélectif des zones pathologiques
- Evaluation cardiologique en allemand, français ou anglais

Appareil enregistreur

L'appareil a le format d'un livre de poche et se fixe aisément à une ceinture pendant l'enregistrement. Notre service extérieur spécialement formé donnera gratuitement toutes les instructions nécessaires à votre personnel.



Fibrillation auriculaire d'origine tachycardique

Information

Madame K. Ruesch, responsable du service Cardiologie

Dr méd. B. E. Lütold, spécialiste FMH médecine interne, spéc. pour les maladies cardiovasculaires