



Prélèvement simplifié, qualité améliorée

Cytologie gynécologique:
nouvelle alternative à la méthode classique des frottis



Monolayer en couche mince



Méthode classique

Intérêts

- Prélèvement d'échantillons plus simple
- Qualité améliorée
- Conditions (plus) standardisées

Avantages

- Plus grande précision diagnostique par rapport aux méthodes de frottis classiques
- Suspension cellulaire des cellules prélevées 100% homogène:
pas de perte de matériel cellulaire comme avec le frottis classique (jusqu'à 85%)
- Mélange homogène du matériel, meilleure représentation de tous les types de cellules
- Répartition cellulaire uniforme avec moins de mucus ou de sang
- Préservation d'éléments importants pour le diagnostic: flore vaginale, diathèse tumorale
- La suspension permet de confectionner plusieurs produits de même valeur diagnostique pour: les cas problématiques, les examens de biologie moléculaire supplémentaires (typage du HPV)

Méthode

CytoRich (AutoCyte)

Prélèvement des échantillons

Pictogramme au verso

Information

Dr méd. Alicja Nicolau, responsable du service Cytologie gynécologique
Annegret Hansen, assistante spécialiste en techniques de cytologie CT, IAC-GYN,
responsable adjointe du service Cytologie gynécologique
Ligne directe: 061-486 13 72

Tarif

Cytologie gynécologique Fr. 28.30 (comme précédemment)

Littérature sur demande