


Verrechnung hämatologischer Analysen Analysenliste des Eidg. Departement des Inneren vom 01.01.2005



Akute myeloische Leukämie

Hämatologie				
* Thrombozyten	38 *	G/L	150 - 400	
* Leukozyten	163.9 *	G/L	4.0 - 10.0	
Differentialblutbild				
* Blasten	89.5 *	%	0.0	
-> siehe Fussnote	1.			
* Promyelozyten	3.0 *	%	0.0	
* Myelozyten	0.5 *	%	0.0	
Metamyelozyten	0.0	%	< 5.0	
Neutr. Stabkernige	2.0 *	%	45.0 - 70.0	
* Neutr. Segmentkernige	0.5	%	< 5.0	
Eosinophile	0.0	%	< 1.0	
Basophile	1.5	%	< 8.0	
Monozyten	3.0 *	%	20.0 - 45.0	
* Lymphozyten	0.0	%	< 1.0	
Plasmazellen	0.0	%	< 1.0	
Lymphatische Reizformen	0.5 *	/100 Lc	0.0	
* Erythroblasten	0.0	/100 Lc	0.0	
Megakaryozytenkerne				
Morphologie der Ery				
-> Anisozytose				
-> Mikrozyten				
Fussnote				
1. -> Kommentar:				
Das periphere Blutbild spricht für das Vorliegen einer unreifzelligen				
Leukämie. Mit Hilfe der Immunphänotypisierung bzw. einer				
Knochenmarkpunktion Aspirat/Biopsie kann die Diagnose erhärtet				
und subklassifiziert werden.				
	Hinweis			
	+			
	+			

Ausgangslage

Die neue Analysenliste des Eidgenössischen Departementes des Inneren vom 01.01.2005 unterscheidet betreffend Tarifierung zwischen **automatisierten (Hämatogrammen) und manuellen hämatologischen Bestimmungen.**

Sinn

Qualitätssicherung steht bei Viollier auf allen Stufen im Zentrum. Daher werden auch in der Hämatologie automatisierte Analysengeräte sowie mikroskopische Diagnostik eingesetzt.

Ziele

- Klinikfokussierte, hämatologische Basisdiagnostik mit kostengünstigem Tarif
- Wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Patientenbetreuung gemäss Art. 32 KVG nach wissenschaftlichen Methoden

Neuerungen

Verordnete Analysen	Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung
1 oder mehrere Einzelanalysen exkl. Thrombozyten	8268.00	12	Hämatogramm I (automatisiert): ec + lc + hb + hkt + Indices
Thrombozyten separat oder mit mehreren Einzelanalysen	8269.00	15	Hämatogramm II (automatisiert): ec + lc + hb + hkt + Indices + thro
1 oder mehrere Einzelanalysen inkl. flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten, quantitativ	8272.00	30	Hämatogramm V (automatisiert): ec + lc + hb + hkt + Indices + thro + flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten
Differentialblutbild, prozentual	8403.00	23	manuelle Bestimmung

Material

3 mL Vollblut im EDTA-Tube, lila, Nr. 6

Information

PD Dr. med. Boris Schleiffenbaum, FAMH Labormedizin, Leiter Hämatologie

Literatur auf Anfrage